

Instrumentide soovituslikud steriliseerimisjuhised

Instrumente ei toimetata kohale steriilsena ja need tuleb järgnevate juhiste kohaselt enne kasutamist steriliseerida. Eemaldage enne puhastamist ja steriliseerimist kõik pakke- materjalid. Ärge ületage temperatuuri 160 °C.

PUHASTUSJUHISED

Eemaldage ühekordse paberrätiga üleliigne õli.

KÄSITSI

Harjake neutraalset puhastusvahendit kasutades ja veenduge, et puhastate põhjalikult kõik instrumendi pinnad ja liitekohad. Loputage kolm minutit jooksva vee all. Vajadusel korrake protsessi. Kuivatage paberrätiga.

AUTOMAATNE

Kasutage ainult heakskiidetud pesuvahendeid (CFPP 01-01), mis instrumentidele ja pesumasinale sobivad. Kontrollige instrumentide pesumasinast välja võtmisel nende puhtust ja vajadusel korrake tsüklit. Kontrollige, et puuduksid kahjustused ja rooste. Lõikeservadel ei tohi esineda defekte. Veenduge, et eemaldatavad otsakud on kindlalt kinni. Õlitage alati liitekohti ja hingi enne steriliseerimist auru läbilaskva määrdeainega. Pange tähele: kui instrumendid märjalt seisma jätate, võib neil tekkida rooste! Kuivatage paberräti või kuiva kuumusega, mis ei ületa 160 °C.

STERILISEERIMINE

Instrumentid tuleb panna aukudega instrumendi kandikule või üldotstarbelisele steriliseerimiskandikule veendudes, et lõikeservad on kaitstud ja instrumendid on avatud asendis. Mitme instrumendi steriliseerimisel veenduge, et need omavahel kokku ei puutu,

kuna see võib kahjustusi põhjustada.

Kasutage ainult heakskiidetud vaakumit, kui-va kuumust või auru kasutavaid autoklaave (CFPP 01-01). Ärge ületage temperatuuri 160 °C. Ärge ületage tootja etteantud maksimaalset koormust.

LISATEAVE

Kasutada võib heakskiidetud puhastusvahenditega ultrahelivanne. Järgige seadme ja puhastusvahendi tootja antud kasutusjuhendeid.

GARANTII

Ixioni instrumentidel on viieaastane materjali- ja valmistusvigade puudumise garantii. DB Orthodontics teritab ühe aasta jooksul tasuta lõikeriistu, mis ei ole suutelised etteantud traadisuurust lõikama. Instrumentide väärtarvitus, väärkohtlemine või nõuete kohase hoolduse eiramine muudab garantiinõuded tühiuks. Ettevõtte DB Orthodontics ainus kohustus on omal äranägemisel defektsed instrumendid parandada, asendada või väljastada nende eest krediiti. Soovituslikest puhastus-, steriliseerimis- ja õlitamisviisidest kinni pidamine aitab tagada instrumentide optimaalse töövõime. Sageli kasutatavaid lõikeriistu tuleb vajadusel uuesti töökorda seada. Liitekohti tuleb igal steriliseerimiskorral õlitada meditsiinilise määrdeainega. Garantii ei hõlma tavapärase hooldust, teritamist ega uuesti töökorda seadmist.

VASTUTUSE PIIRAMINE

Kui säärane teguviis pole seadusega keelatud, ei võta ettevõtte DB Orthodontics vastutust tootest tulenevate mis tahes otseste, kaudsete, eriliste, juhuslike või kaasnemate kahjude või kahjustuste eest sõltumata esitatavast nõude alusest, mille seas on garantii, leping, hooletus või objektiivne vastutus. Piirang ei kehti kolmandate isikute kahjunõuetele.